

#### Anexo I

Descrição Técnica AVENTAL DESCARTAVEL

# AVENTAL DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTO 40G

#### **MEDIX BRASIL**

#### **GARANTIDO E DISTRIBUÍDO NO BRASIL POR:**

MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E

ODONTOLÓGICOS LTDA. CNPJ: 10.268.780/0001-09 Cascavel – Paraná – Brasil

CEP: 85812-010

Fone/ Fax: (45) 3039 42 42 medix@medixbrasil.com.br

#### Responsabilidade Técnica:

Evelyn Aline Pante Mantovani CRF-PR No 19619 Eduarda Zampieri Bordini CRF-PR No 25368





#### 1. PRODUTO

Avental Manga longa, punho com elástico, fechamento com tiras, Descartável. Tamanho: Único, Cor: branca, azul, verde.

Registro Anvisa: 80495510084

### 2. INDICAÇÃO

Seu uso é indicado para higiene e proteção contra possíveis contaminações durante a realização de procedimentos hospitalares, clínicos, odontológicos, farmacêuticos, laboratoriais, estéticos, Industriais, Químicos, Têxtil e gastronômicos. Roupa privativa para procedimento não cirúrgico utilizado por profissionais de saúde, pacientes e demais profissionais.

Produto de uso único.

## 3. CONDIÇÕESMANIPULAÇÃO

Vestir o avental com as mãos limpas e secas

Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar;

Não utilizar sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem;

Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade.

Descartar e não usar quando as embalagens chegarem previamente abertas ou danificadas.

#### 4. MODODEUSO

Colo<mark>car o produto aju</mark>stando na região do dorso para proteção contra possíveis contaminações durante a realização de procedimentos

# 5. COMPOSIÇÃO

Avental Descartável, é inteiramente confeccionado em tecido não tecido (TNT) 100% de polipropileno do tipo agulhado, são confeccionados por processo de costura "overloque".

Não estéril, atóxico, hipoalergênico, apirogênico, descartável, de uso único

#### 6. CARACTERÍSTICASTÉCNICAS

Possui tamanho ÚNICO. É inteiramente confeccionado em tecido não tecido (TNT) 100% de



polipropileno do tipo agulhado com 40gr (gsm) aproximadamente.

Fechado com costuras overlok em todo o perímetro.

Fechamento com tiras.

Com mangas longas que possuem terminação nos punhos com elástico. Não estéril.

Disponível na cor branca, azul e verde.

Atóxico, Apirogênico, hipoalergênico, descartável e de uso único.







TABELA DE MEDIDAS				
		TAM. ÚNICO	TAM. ÚNICO	TOLERÂNCIA
Α	ABERTURA DEGOLO	21 CM		3+-
В	TORAX	68 CM		3+-
С	BARRA	68 CM		3+-
D	COMPRIMENTO MANGA	58 CM		3+-
E	PUNHO	8 CM		3+-
F	COMPRIMENTO CORPO	115 CM		3+-
G	COMP. TOTAL VIÉS FRENTE	2 METROS		3+-
Н	COMP. TOTAL VIÉS GOLA	1,60 METROS		3+-

#### 7. ARMAZENAMENTO/TRANSPORTE

Evitar umidade ou temperatura alta,

Não deixar exposto ao sol.

Manter longe de produtos químicos corrosivos, manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar.

# 8. CUIDADOS/PRECAUÇÕES

Produto de utilização única;

Destruir imediatamente após utilização única;

Não estéril.

Certificar-se de que o produto está bem ajustado ao corpo.

#### 9. EMBALAGEM

Embalagem primária: pacote plástico contendo 10 unidade. Embalagem secundária: caixa de papelão contendo 100 unidades (com 10 pacotes de 10 unidade cada um).

#### 10.VALIDADE

5 anos após a data de fabricação.