



Máscara PFF2/N95 Descarpack

DESCRIÇÃO

A **Máscara PFF2/N95 Descarpack** foi desenvolvida para proteger os profissionais da saúde, formando uma barreira mecânica, composta de camadas de não tecido e feltro que são capazes de evitar a transmissão de partículas entre o usuário e o ar inalado e exalado por ele.

Tem como função a retenção de materiais particulados, como bactérias, poeiras, névoas e fumo. Sendo classe **S**, podendo ser utilizada somente contra aerossóis sólidos e de líquidos à base de água.

A **Máscara PFF2/N95 Descarpack** possui clipe nasal, para melhor ajuste ao nariz, e elástico para melhor fixação soldado ao corpo do produto, mantendo assim uma vedação correta, além disto a máscara é testada dermatologicamente, trazendo maior segurança ao usuário.

PRODUTO



Cadastro ANVISA: 10330660022

C.A: 13.211

Fabricante: Descarpack Descartáveis do Brasil Ltda.

INDICAÇÃO DE USO

A **Máscara PFF2/N95 Descarpack** foi desenvolvida para proteção de profissionais da saúde durante procedimentos em que haja emissão de partículas ou vapores nocivos. Indicada para proteção das vias respiratórias em ambientes hospitalares contra a presença do *Bacilo Mycobacterium tuberculosis*, o bacilo da tuberculose, pode ser utilizado ainda contra fumos, névoas e poeiras tóxicas.

TAMANHOS DISPONÍVEIS

As **Máscara PFF2/N95 Descarpack** estão disponíveis em tamanho único.

COMPOSIÇÃO

- ❖ **Máscara:** Não tecido 100% polipropileno produzido através do processo SMS (Spunbonded+Meltblown+Spunbonded);
- ❖ **Clipe nasal:** Tiras de ferro maleável, revestidas de plástico;
- ❖ **Filtro:** Azul, pigmento de polipropileno;

VALIDADE

Cinco (05) anos após data de fabricação.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Modelo	Código	Qtde. por Cartucho	Qtde. Caixa Master
N95	0170401	20 unidades	8 cartuchos

INSTRUÇÕES DE USO

- ❖ Retire a máscara da embalagem original;
- ❖ Segure a máscara e deixe pender as alças de cabeça para baixo;
- ❖ Encaixe a máscara sob o queixo, puxando a alça menor, posicionando-a na nuca;
- ❖ Ajuste a alça maior sobre a cabeça e pressione o clipe ajustando-o ao nariz;
- ❖ Após o ajuste, cubra a máscara com as mãos e expire fortemente. Caso o ar escape pelas extremidades da máscara, repita as fases anteriores com maior cuidado.

ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

- ❖ Descartar a máscara após um turno de uso;
- ❖ Não utilizar o produto caso esteja fora da data de validade;
- ❖ Antes de utilizar ler atentamente as instruções de uso;
- ❖ Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada;
- ❖ Não utilizar em ambientes com concentração de oxigênio menor que 18%;
- ❖ Não utilizar a máscara caso não conheça a concentração de agentes do ambiente;
- ❖ Barba e cicatrizes profundas podem afetar a vedação;
- ❖ O usuário da máscara deve conhecer as prescrições e regras para uso de respiradores e máscaras;
- ❖ Não modificar a máscara;
- ❖ Não usar em atmosferas explosivas e IPVS (N95 e PFF-2 VO);
- ❖ Produto não estéril;
- ❖ Descartar em local apropriado após o uso.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.