



Avental Cirúrgico Descarpac

DESCRIÇÃO

O **Avental Cirúrgico Descarpac** foi desenvolvido para proteção dos profissionais de saúde, durante cirurgias em geral, é estéril e de uso único.

Confeccionado em não tecido 100% polipropileno, disponível na cor azul clara, nos modelos padrão e reforçado e nos tamanhos, G e EG, oferece barreira antibacteriana com ação hidro-repelente, sendo altamente resistente.

É acondicionado de forma a permitir que o mesmo seja retirado do invólucro sem comprometer sua esterilidade.

O **Avental Cirúrgico Descarpac** possui abertura na parte traseira e fechamento tipo OPA realizado através de velcro no colarinho e 4 tiras no tronco. Acompanha cartão de transferência que auxilia o profissional de saúde no momento de vestir o **Avental Cirúrgico Descarpac** e toalha de mão na cor branca, utilizada para secagem das mãos, após a antissepsia.

O **Avental Cirúrgico Reforçado Descarpac** conta com reforço nas mangas e corpo.

PRODUTO



Cadastro ANVISA Avental Cirúrgico Padrão Descarpac: 10330660222

Fabricante: Shangai Medplus Medical Supply CO., Ltd

Cadastro ANVISA Avental Cirúrgico Reforçado Descarpac: 10330660221

Fabricante: Shangai Medplus Medical Supply CO., Ltd

INDICAÇÃO DE USO

O **Avental Cirúrgico Descarpack** Foi especialmente desenvolvido para utilização de profissionais da saúde durante processos cirúrgicos, como barreira de proteção contra a contaminação.

MODELOS DISPONÍVEIS

O **Avental Cirúrgico Descarpack** é disponível nos modelos padrão e reforçado e nos tamanhos G e EG.

COMPOSIÇÃO

Avental Cirúrgico Padrão Descarpack

- ❖ **Avental:** Polipropileno;
- ❖ **Punho de Malha:** Algodão e Poliéster;
- ❖ **Cartão de Transferência:** Papel Cartão;
- ❖ **Toalha de Mão:** Celulose e Poliéster;

Avental Cirúrgico Reforçado Descarpack

- ❖ **Avental:** Polipropileno;
- ❖ **Punho de Malha:** Algodão e Poliéster;
- ❖ **Parte Reforçada:** Polietileno e Polipropileno;
- ❖ **Cartão de Transferência:** Papel Cartão;
- ❖ **Toalha de Mão:** Celulose e Poliéster;

VALIDADE

05 (cinco) anos após data de fabricação.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Modelo	Código	Qtde. por Pacote	Qtde. Caixa Master
Padrão G	0230101	1 unidade	50 unidades
Padrão EG	0230201	1 unidade	50 unidades
Reforçado G	0231101	1 unidade	50 unidades
Reforçado EG	0231201	1 unidade	50 unidades

INSTRUÇÕES DE USO

- ❖ Após a realização da antissepsia, o profissional de enfermagem ou circulante da sala deverá realizar a abertura do invólucro e entregar a toalha de mão para que o profissional de saúde realize a secagem das mãos;
- ❖ Localizar o colarinho do avental e levantá-lo com as duas mãos para então sacudir o avental a fim de que as dobraduras se desfaçam, tendo o cuidado de não o esbarrar em superfícies não estéreis ou em pessoas da sala;
- ❖ Localizar a entrada das mangas, sacudir gentilmente o avental e então o profissional de saúde deverá rapidamente estender as mãos nas mangas e esticar os braços para fora. O profissional de enfermagem ou circulante da sala deverá ajustar as tiras e então o profissional de saúde irá estender as mãos até o punho do avental;
- ❖ Colocar-se de costas para o circulante, para que este feche o velcro do colarinho e amarre as tiras do avental na lateral;
- ❖ O Avental Cirúrgico Reforçado deve ser vestido na sala de cirurgia, em área ampla. Caso o avental entre em contato em materiais não estéreis, o mesmo deve ser substituído;

ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

- ❖ Produto de uso único;
- ❖ Proibido reprocessar;
- ❖ Esterilizado por Óxido de Etileno;
- ❖ Destruir após o uso;
- ❖ Proteger este produto do calor, umidade e da luz;
- ❖ O conteúdo da embalagem, como qualquer outro tecido ou material descartável, pode queimar se expostos a chama ou materiais extremamente quentes. Evitar o contato com qualquer chama ou fontes intensas de calor;

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.