

Anexo I

Descrição Técnica AVENTAL DESCARTAVEL

AVENTAL DESCARTÁVEL IMPERMEAVEL MANGA LONGA PARA PROCEDIMENTO 50G

MEDIX BRASIL

GARANTIDO E DISTRIBUÍDO NO BRASIL POR:

MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E

ODONTOLÓGICOS LTDA. CNPJ: 10.268.780/0001-09 Cascavel – Paraná – Brasil

CEP: 85812-010

Fone/ Fax: (45) 3039 42 42 medix@medixbrasil.com.br

Responsabilidade Técnica:

Evelyn Aline Pante Mantovani CRF-PR No 19619 Eduarda Zampieri Bordini CRF-PR No 25368



1. PRODUTO

Medix Brasil Avental Impermeável, Manga longa, punho com elástico, fechamento com tiras, Descartável. Tamanho: Único, Cor: branca, azul, verde ou rosa.

2. INDICAÇÃO

Seu uso é indicado para higiene e proteção contra possíveis contaminações durante a realização de procedimentos hospitalares, clínicos, odontológicos, farmacêuticos, laboratoriais, estéticos, Industriais, Químicos, Têxtil e gastronômicos. Roupa privativa para procedimento não cirúrgico utilizado por profissionais de saúde, pacientes e demais profissionais.

Produto de uso único.

3. CONDIÇÕESMANIPULAÇÃO

Vestir o avental com as mãos limpas e secas Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar;

Não utilizar sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem;

Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade.

Descartar e não usar quando as embalagens chegarem previamente abertas ou danificadas.

4. MODODEUSO

Colocar o produto ajustando na região do dorso para proteção contra possíveis contaminações durante a realização de procedimentos

5. COMPOSIÇÃO

Avental Impermeável Descartável, é confeccionado em 74% de tecido não tecido (TNT) polipropileno do tipo agulhado e 26% tecido laminado de Polietileno com aditivo masterbatch. Não estéril, atóxico, hipoalergênico, apirogênico, descartável, de uso único

6. CARACTERÍSTICASTÉCNICAS

Possui tamanho ÚNICO.

É confeccionado em 74% de tecido não tecido (TNT) polipropileno do tipo agulhado e 26% tecido laminado de Polietileno com aditivo masterbatch. Fechado com costuras overlok em todo o perímetro.

Fechamento com tiras.

Com mangas longas que possuem terminação nos punhos com elástico. Não estéril.



Disponível na cor branca, azul e verde ou rosa. Atóxico, Apirogênico, hipoalergênico, descartável e de uso único.







TABELA DE MEDIDAS				
		TAM. ÚNICO	TAM. ÚNICO	TOLERÂNCIA
Α	ABERTURA DEGOLO	21 CM		3+-
В	TORAX	68 CM		3+-
С	BARRA	68 CM		3+-
D	COMPRIMENTO MANGA	58 CM		3+-
E	PUNHO	8 CM		3+-
F	COMPRIMENTO CORPO	115 CM		3+-
G	COMP. TOTAL VIÉS FRENTE	2 METROS		3+-
Н	COMP. TOTAL VIÉS GOLA	1,60 METROS		3+-

7. ARMAZENAMENTO/TRANSPORTE

Evitar umidade ou temperatura alta,

Não deixar exposto ao sol.

Manter longe de produtos químicos corrosivos, manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar.

8. CUIDADOS/PRECAUÇÕES

Produto de utilização única;

Destruir imediatamente após utilização única;

Não estéril.

Certificar-se de que o produto está bem ajustado ao corpo.

9. EMBALAGEM

Embalagem primária: pacote plástico contendo 10 unidade. Embalagem secundária: caixa de papelão contendo 100 unidades (com 10 pacotes de 10 unidade cada um).

10.VALIDADE

5 anos após a data de fabricação.