

 <p>NurMed EVOLUÇÃO EM CUIDAR</p>	FICHA TÉCNICA DE PRODUTO		
	Nº PÁGINA 1 DE 2	Nº REVISÃO 02	DATA REVISÃO 20/03/2020
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO			
<p>Nome do Produto: MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ TIRAS</p> <p>Código: NM654016BR050</p> <p>Descrição: Máscara dupla inteiramente fabricada em tecido não tecido (TNT), atóxica, não estéril, não inflamável. Contém clipe nasal para melhor ajuste do produto. Inteiramente feita em PP (Polipropileno) possui duas camadas de PP Spunbound (interna e externa) e três camadas de Meltblown (filtro) no interior, garantindo um BFE (Eficiência de Filtração Bacteriana) acima de 95%. Destinadas para proteção do profissional durante procedimentos onde houver contaminação por fluidos corpóreos. Proporciona mais higiene evitando a contaminação por secreções respiratórias do profissional. Produto descartável, de uso contínuo.</p> <div style="text-align: center;">  </div>			
2 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA			
<p>Nome: NurMed Ind. E Com. de Produtos Médicos Ltda</p> <p>Endereço: Rua Serra da Mantiqueira, 73 - Centro Empresarial Raposo Tavares - Alameda Três, 41 - Vargem Grande Paulista - CEP. 06730-000 CNPJ: 23.669.731/0001-20</p>			
3 - INFORMAÇÕES TÉCNICAS			
<p>Cód. Fiscal: NCM 63079010</p> <p>Composição: 100% Polipropileno</p> <p>Acabamento: Soldagem com tira de PP</p> <p>Gramatura: 50 g/m²</p> <p>Cor: Branca</p> <p>Tamanho: 17,5cm X 9,55cm</p> <p>Unidades por pacote: 50 unidades</p> <p>Unidades por caixa de embarque: 10000 unidades (200 pacotes)</p> <p>Medidas do pacote (LxAxP): 18cm x 10cm x 8cm</p> <p>Medidas da caixa de embarque (LxAxP): 59cm x 39cm x 45cm</p> <p>Peso bruto pacote: 134 g</p> <p>Peso bruto caixa de embarque: 13,400 Kg</p>			

	FICHA TÉCNICA DE PRODUTO		
	Nº PÁGINA 2 DE 2	Nº REVISÃO 02	DATA REVISÃO 20/03/2020
4 - FINALIDADE			
Para a proteção de profissionais de saúde e pacientes em meio hospitalar, clínicas odontológicas, clínicas médicas, indústrias e clínicas estéticas			
5 - INSTRUÇÕES DE USO			
Produto de USO ÚNICO. Retirar a Máscara de sua embalagem e colocá-la sobre a boca prendendo as tiras na cabeça de forma confortável. Após o uso a máscara deve ser descartada em local apropriado, de acordo com as orientações do estabelecimento e legislação vigente.			
6 - PRAZO DE VALIDADE			
03 Anos, a partir da data de fabricação. O produto não deve ser utilizado se a embalagem estiver violada ou se a validade estiver expirada.			
7 - CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO			
Armazenar em local limpo, livre de umidade, arejado e em temperatura ambiente dentro de sua embalagem original. Evitar exposição direta ao calor, luz e umidade.			
8 - PRECAUÇÕES			
Manter fora do alcance de crianças Armazenar em local seco. Descartar em local apropriado. Produto não estéril			
Responsável Técnica: Janaina Durães CRQ:12100445			

